

# ADA™

## Ada sängbord



Produkt med tillbehör  
på bilden

Ada är ett hållbart, säkert och modifierbart sängbord, utformat för användning i krävande sjukhusmiljöer. Bordets funktioner kan utökas med tillbehör beroende på användningsbehov.

Det modernt utformade ADA-sängbordet har steglös justering av matskiva och användningssida (höger eller vänster) och kan bytas utan verktyg. De 75 mm låsbara dubbelhjulen gör att bordet är enkelt att flytta men kan låsas ordentligt på plats. Bordets stomme är av epoxibelagt stål och sidopaneler, bordsskiva och ovansida av laminat. Bordet har två utdragbara lådor varav den översta kan låsas. Ovansida och sidopaneler är ljusgrå som standard och frampanelerna vita.

Läs- och matskivans vinkel kan justeras. Det finns även ADA-nattduksbord utan läs- och matskiva. Ada sängbord är CE-märkt och överensstämmer med MD-föreskrifterna.

**LOJER**® *For easy care*

| Tekniska data och funktioner                |  |
|---|--|
| Ram   | Epoxy-belagt stål                      |
| Höjd  | 90 cm                                  |
| Bredd                                       | 47,5 cm                                |
| Djup  | 60 cm (113 cm med middagsbord framför) |
| Ovanskivas storlek                          | 46 x 58,5 cm                           |
| Läs- och matskivans storlek                 | 38 x 48 cm (38 x 54,5 cm med hållare)  |
| Läs- och matskivans höjdsjustering          | 78 - 105 cm                            |
| Läs- och matskivans högsta belastning (SWL) | 4 kg                                   |
| Hjul  | Dubbelhjul 75 mm, låses separat        |
| Ovanskiva och sidopaneler                   | Ljusgrått melamin                      |
| Frampaneler                                 | Vita                                   |
| Skydd för ovanskiva (tillbehör)             | ABS-plast                              |
| Lådor                                       | ABS-plast                              |
| CE-märkning                                 | Ja                                     |

## Fabriksinstallerade alternativ och övriga tillbehör



### Ovanskiva och sidopaneler

Björkfärgat melamin ..... 10000 9187  
 Bokfärgat melamin ..... 10000 9188

### Lådor

Ljusblå frampaneler ..... 10000 9212



**Skydd för ovanskiva**  
plast 10000 9262



**Toffelställning**  
10000 9268



**Tidningskorg**  
10000 9266



**Flask- eller avfallspåsställning**  
10000 9288  
Ställning för anropningsapparater  
10000 0629



**LOJER**® For easy care

© Lojer Group 2020. Alla rättigheter reserverade | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-koncernen fick sin början år 1919 när plåtslagaren Niilo Ranni grundade Vammalan Konepaja. I början reparerade man bland annat barnvagnar. I dag är företaget Nordens största tillverkare av sjukhusmöbler och våra produkter används i 115 länder.